



Shine i2900

Иммунохемилюминесцентный
анализатор

© Эффективность

Производительность: 200 тестов в час

Время до получения первого
результата ≤ 15 минут

© Прецизионность

Коэффициент вариации (CV) ≤ 3%

Полная калибровка по шести точкам
в режиме реального времени

© Компактный размер

Высокоинтегрированный универсальный прибор с
площадью дна корпуса 0,67 м², позволяющий
экономить рабочее пространство лаборатории

© Удобство использования

Поддерживаются пакетный, обычный и аварийный режимы
работы, при этом все расходные материалы могут непрерывно
загружаться в реальном времени без остановки машины

► Принцип выявления

* Метод хемилюминесценции на
основе магнитных микрочастиц

► Реакционная система

* Вместимость термостата: 90
ячеек для термостатирования

► Характеристики прибора

* Площадь дна корпуса — 0,67 м²,
вес ≤ 175 кг

► Эксплуатационные параметры

* Производительность: 200 тестов/час
* Время до получения первого
результата ≤ 15 минут

► Компоненты для работы с пробам

* Вместимость лотка для проб:
60 ячеек для пробирок
* Объем пробы: 10-200 мкл
* Оборудован функцией
автоматического
разведения образца

► Компоненты для работы с реагентами

* Количество ячеек для пробирок с
реагентами: 25
* Технология автоматического
закупоривания пробирок с реагентами
* Функция непрерывной загрузки кювет,
субстратного раствора, очищающего
раствора без остановки прибора