


Набор для идентификации личности Express G28




6-красочная технология

Набор включает 28 локусов геномной ДНК человека, в том числе 24 аутосомных локуса, локус маркера пола амелогенин, локус Y-хромосомы DYS391, SRY и Y-indel. Набор совместим с двумя основными базами данных – CODIS и ESS.

Подходит для идентификации личности, установления родства, проверки клеточных линий, анализа биологических химер после трансплантации органов и тканей и т.д.

Набор прост в подготовке и использовании. Локус маркера пола амелогенин может быть использован для определения пола.


Набор может использоваться для прямой амплификации крови/слюны и образцов после обработке раствором для предварительной обработки. Подходит для очищенных образцов ДНК (не менее 0,125нг при проведении реакции в объеме 25 мкл.).



* Содержит локус маркера пола амелогенин и локус SRY.


01

Положительный контроль 9948



02

Смесь аллельных ладдеров



Информация для заказа

Изделие

Упаковка

Поз. №

Набор для идентификации личности Express G28

25мкл*200реакции

GA23017