

# QuickExtract

## Набор для выделения нуклеиновых кислот

Уникальный эффект разделения наномангнитных микроносителей *supercis* и уникальная буферная система позволяют эффективно адсорбировать ДНК и эффективно удалять ингибиторы, достигая быстрого выделения и очистки ДНК.

\* Предварительно упакованные продукты, разработанные для эффективного предотвращения загрязнения.



### Широкая адаптивность образцов

Применение для мазков из полости рта, волос (включая волосные фолликулы), всех видов карт крови, карт слюны, засохших пятен крови, пятен слюны, различных следовых мазков и иных материалов для исследования.





### Высокая скорость восстановления

Уникальная система *supercis* и наномангнитные микроносители с высокой эффективностью восстановления ДНК. Скорость восстановления выше 90 % при количестве ДНК не менее 1 нг.

### Эффективное удаление ингибитора

Эффективное удаление распространенных ингибиторов ПЦР, таких как гуминовая кислота, гематин, меланин, дубильная кислота, индиго и т. д.

## Testing example



## Kit components & order information

Product	Package	Item#
QuickExtract Nucleic Acid Extraction Kit	48 reactions/kit	FA01124
	96 reactions/kit	FA01136



«Генные технологии здоровья» ООО г. Москва, Гагаринский переулок 23с1



Тел. : +7 (915) 371 11 76

